

فاموکلین

فاموکلین

ترکیب:

هر لیتر از محلول فاموکلین حاوی ۲۰۰ گرم سورفاکتانت‌های غیریونی (مواد شوینده) و ۱۵۰ گرم نانوسیل خالص (ضد عفونی کننده) می باشد.

مکانیسم اثر:

سورفاکتانت های غیر یونی با کاهش کشش سطحی و نرم کردن اجزای مواد آلی و غیرآلی می توانند به راحتی آلودگی های ناشی از چربی ها، مواد پروتئینی، ترشحات و غیره را پاک نمایند. نانوسیل موجود در فاموکلین با تشکیل رادیکال های آزاد اکسیژن و با تخریب غشاء سلولی باعث نابودی میکروارگانیسم ها (ویروس ها، باکتری ها و ...) فرم اسپور آنها و نیز حذف بیوفیلم می گردد. فاموکلین ترکیب مناسبی جهت حذف عوامل بیماری زا جمله ویروس آنفلوانزا و باکتری ها (سودوموناس، E.coli، گونه های مختلف استافیلوکوک و ...) می باشد.

موارد مصرف:

فاموکلین را می توان برای پلکسازی و ضد عفونی کردن تمام سطوح (پلاستیکی، فلزی، شیشه ای، سرامیک ها، چینی، استیل) در بیمارستانها، کلینیک های پزشکی و صنایع استفاده نمود.

مقدار و نحوه مصرف: سطح مورد نظر را بسته به میزان آلودگی با محلول ۳٪ و یا ۶٪ فاموکلین آغشته و پس از ۳۰-۲۰ دقیقه آبکشی نمایید.

طرز تهیه محلول ۳٪ و ۶٪: برای تهیه محلول ۳٪، ۳ لیتر فاموکلین را با ۹۷ لیتر آب و برای تهیه محلول ۶٪، ۶ لیتر فاموکلین را با ۹۴ لیتر آب رقیق نمائید.

توجه: به علت وجود ترکیبات شوینده در فاموکلین از بکاربردن آن برای ضد عفونی آب آشامیدنی و مواد غذایی جدا خوداری نمائید.

موارد احتیاط:

- در هنگام کار با محلول غلیظ حتما از دستکش استفاده کنید.
- در صورت تماس با چشم، فوراً با مقدار زیادی آب ولرم بشویید و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.
- بعد از تماس با پوست فوراً با مقدار زیادی آب ولرم بشویید.
- در صورتیکه محلول فاموکلین به صورت اتفاقی خورده شود باید مقادیر فراوان آب ولرم به شخص خورنده شود و ضمن عدم تحریک شخص به استفراغ به سرعت به پزشک مراجعه گردد.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- دور از منابع حرارتی و تابش مستقیم آفتاب نگهدارید.
- بسته بندی: ظروف پلی اتیلنی ۵ لیتری

Famo-Clean

